

EnTurbo™ Probe qPCR SuperMix

货号	规格	EnTurbo™ SYBR Green PCR SuperMix	50x ROX Dye	RNase-Free ddH2O	储藏/有效期
EQ017	20µL×500 rxns	4 x 1.25mL	1mL	4 x 1.25mL	-20℃/一年

产品优势

- ◆ 快速获得结果,可节省多达 50%的时间
- ◆ 优化的即用型预混液用于快速 PCR 反应
- ◆ 准确检测各种起始量的模板,扩增稳定、定量结果具有高度重复性
- ◆ 平衡的 K⁺和 NH₄⁺离子配比, 以及独立的 ROX Reference Dye 包装, 适用所有 real-timePCR 仪器

产品描述

EnTurbo™ Probe qPCR SuperMix 为专用于探针法 qPCR的 2x预混液,包含HotStarTaq DNA Polymerase、dNTP和 Mg²+,此外缓冲液中平衡的 K⁺和 NH ⁺离子配比可促进特异性的引物退火,确保高度灵敏和特异的 PCR 反应,只需在即用型 PCR 预混液中加入引物和 cDNA 模板,即可开始反应。独特的 PCR 缓冲液可确保在所有 real-timePCR 仪上进行灵敏的 qPCR,无需优化。

试剂盒成分

成分	特点	优势	
HotStarTaq DNA Polymerase	预变性温度下加热30s,封闭抗体即可完全失活,释放出DNA聚合酶活性。	可有效抑制引物退火导致的非特异性 扩增。	
Probe qPCR Buffer	适用于所有real-timePCR 仪器	qPCR 运行时间缩短 50%,更快获得结果,一天内可完成更多 PCR 反应	
ROX 染料	对 ABI 和Agilent PCR 仪进行荧光信号的校准	对需要ROX 染料的PCR 仪进行校准, 不影响PCR 反应结果	



ELK Biotechnology

For research use only.

试剂盒原理

EnTurbo™ Probe PCR SuperMix 可在大范围内进行特异性、灵敏的检测,适用于标准和快速 PCR 仪。特制的快速 PCR 缓冲液,可大大缩短变性、退火和延伸时间,对复杂的模板、PCR 抑制剂残留较多的模板(如土壤和粪便 DNA)以及长片段扩增等具有较好的适用性。此外,HotStarTaq DNA Polymerase 可在 95°C 加热30sec活化,需要严格的热启动,以避免生成非特异性产物。

试剂盒应用

EnTurbo™ Probe qPCR SuperMix 可用于 cDNA 的基因表达分析,质粒、gDNA 以及测序文库的绝对定量分析, 适用于各种 real-timePCR 仪, 包括 ABI、Bio-Rad、Eppendorf、Roche 和 Agilent 的 PCR 仪。

注意事项

1.模板

- cDNA: 对于两步法定量 qPCR,使用从 10pg 到 1ng 总 RNA 中逆转录的 10µL cDNA。 20µL 反应体系中,cDNA 模板的使用量一般不超过 100ng。需注意,当检测未 稀释的 cDNA 中高丰度基因时,可能会导致定量 PCR 结果中 Ct 值过低,从而 影响定量的准确性。将 cDNA 模板进行梯度稀释可以获得更准确的结果。
- 质粒和基因组 DNA: 在 20μL 体系里可使用 100pg 至 1ng 量的基因组 DNA 或 10-10⁷ 拷贝数的质粒 DNA。

2.运输及保存方式

- 1) 冰袋、干冰运输。
- 2) 2-8℃避光保存,长期保存请放置于-20℃。使用前请务必颠倒混匀。
- 3) 为了您的安全及健康,实验操作时请穿实验服并佩戴一次性操作手套。



反应体系

建立如下所述的反应体系。若要进行多个反应,可制备通用组分的预混液,在每管或每 孔中加入合适的体积,然后加入特殊的反应组分(_{例如:模板})。

组成成分	96 孔板	384 孔板	终浓度
	20μL 体系	10µL 体系	
2 x Probe qPCR SuperMix	10μL	5μL	1 x
PCR Forward Primer (10 μM)	0.4μL	0.2μL	0.2μΜ
PCR Reverse Primer (10 μM)	0.4μL	0.2μL	0.2μΜ
Probe 探针 (10uM)	0.4μL	0.2μL	0.2μΜ
模板			
*50 x ROX Dye (可选)	0.4μL	0.2μL	1x
RNase-free ddH2O	to 20μL	to 10μL	

- 1. 推荐使用 20µL 体系以保证目的基因扩增的有效性和重复性。
- 2. 盖上或密封反应管/PCR 板, 轻轻混匀。可以稍微离心, 确保所有组分都在管底。
- 3. 将反应体系置于荧光定量 PCR 仪中,收集数据并分析结果。按下表所示设置您的 PCR 仪。最适温度和孵育时间可视具体情形而定。

*ROX 染料

可根据选择的仪器在反应体系中加入 ROX 染料,将反应体系中的荧光信号标准化。下表所列为使用不同仪器操作时所需的 ROX 量(每 50µL 反应体系):

仪器	每 50μL 体系反应所需的ROX 量	
ABI7300、7900HT、StepOne 等	5μL	
ABI7500、7500Fast、ViiA7、Stratagene Mx3000™、	1μL	
Mx3005P™以及 Mx4000™ 等	'	
Roche 仪器、Bio-Rad 仪器,Eppendorf 仪器等		



两步法扩增程序:

阶段	循环数	温度	时间
预变性	1x	95℃	30 sec
变性	25.40	95℃	5 sec
退火/延伸	35-40x	60°C	30 sec

三步法扩增程序:

阶段	循环数	温度	时间
预变性	1x	95℃	30 sec
变性		95℃	5 sec
退火	35-40x	50~60°C	30 sec
延伸		72℃	30 sec

注: 1) 预变性时间: 满足大多数基因的扩增,如果扩增片段为高GC含量片段或复杂结构样本,可将预变性时间增加至2-5min。

2) 退火温度及时间:可根据引物Tm值及目的基因扩增长度进行调整。

结果分析

定量实验至少需要三个生物学重复。反应结束后需要确认扩增曲线及熔解曲线。